

# Instruccions d'ús del sistema Modulite®

## Què és el sistema Modulite®?

És un tipus d'inhalador que conté el medicament dissolt en forma de gas. En prémer el cartutx i inhalar a través de l'embocadura, el medicament entra als pulmons amb l'aire que inspirem. És petit i lleuger i es pot acoblar a cambres d'inhalació. S'ha de sincronitzar la sortida del fàrmac amb la inspiració. La carcassa és de plàstic i es pot netejar amb aigua i sabó.



## Com es duu a terme la inhalació del cartutx pressuritzat amb solució Modulite®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, drets o asseguts:

**1.** Traieu-ne el tap.  
No cal agitar.



**2.** Manteniu l'inhalador en posició correcta (en forma de L).



**3.** Traieu tant aire dels pulmons com pugueu.



**4.** Aixequeu el cap i poseu l'inhalador als llavis.



**5.** Pressioneu l'inhalador i continueu agafant aire per la boca.



**6.** Reteniu l'aire dins els pulmons uns 10 segons o fins que pugueu.



**7.** Expulseu l'aire lentament.



**8.** Feu gàrgares i glopegeu en acabar.



**9.** Poseu-hi el tap.



Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu a la infermera.